

Extension de tête de titrage 34 mm pour Robotic Titrosampler Light

6.9958.125

Extension de tête de titrage pour 855 Robotic Titrosampler Light pour l'utilisation de

Accessoires optionnels

Order no.	Description
2.855.0030	Robotic Titrosampler « Light » (1T/1P) Modèle d'entrée de gamme du Robotic Titrosampler pour un débit d'échantillons moyen. Le Robotic Sample Processor XL peu encombrant avec Titrando intégré, un poste de travail et une pompe à membrane intégrée, évolue en choisissant un rack d'échantillons et une électrode vers une automatisation spécifique à l'application en titrage. Pour aspirer la solution titrée, il est possible au choix de raccorder une pompe à tuyau ou une pompe à membrane (en option). Les méthodes sont programmées au moyen du Touch Control facile à manier, ou bien du logiciel de titrage tiamo™ ou OMNIS. Lorsque le nombre d'échantillons s'accroît, le Robotic Titrosampler « Light » peut évoluer, simplement et à moindres coûts, vers un modèle « Basic » qui permet de démultiplier la quantité d'échantillons pouvant être maîtrisée.



Modèle d'entrée de gamme du Robotic Titrosampler pour un débit d'échantillons moyen. Le Robotic Sample Processor XL peu encombrant avec Titrando intégré, un poste de travail et deux pompes à membrane intégrées, évolue en choisissant un rack d'échantillons et une électrode vers une automatisation spécifique à l'application en titrage. Les méthodes sont programmées au moyen du Touch Control facile à manier, ou bien du logiciel de titrage tiamo™ ou OMNIS.



Lorsque le nombre d'échantillons s'accroît, le Robotic Titrosampler « Light » peut évoluer, simplement et à moindres coûts, vers un modèle « Basic » qui permet de démultiplier la quantité d'échantillons pouvant être maîtrisée.
