



OMNIS Rod Stirrer Titration

2.1006.0020

Agitatore a elica per il collegamento a un titolatore OMNIS (lunghezza del cavo 1,1 m).

Parti incluse 2.1006.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1006.0020	Titolazione con agitatore a elica
Agitatore a elica per il collegamento a un titolatore OMNIS (lunghezza del cavo 1,1 m).		



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01900.010	Elica agitatrice 30 mm ETFE Elica agitatrice 30 mm in ETFE ad altezza variabile per l'utilizzo con agitatore a elica "Titrator" o "Sample Robot"	
6.01900.030	Elica agitatrice 20 mm ETFE Elica agitatrice 20 mm in ETFE ad altezza variabile per l'utilizzo con agitatore a elica "Titrator" o "Sample Robot"	