



Eco Dosimat

2.1007.0010

L'Eco Dosimat è un dispenser universale con agitatore magnetico incorporato e display touch screen.

Aumentate l'efficienza e la precisione nei classici compiti di laboratorio

- nella misurazione precisa dei volumi;
- nella titolazione manuale;
- nella produzione di standard ionici;
- nel dosaggio controllato con velocità di dosaggio preimpostata.

Per tutte le attività svolte può essere salvato o stampato in formato PDF un documento conforme GLP.

Incl. cavo a pulsante per il controllo manuale della titolazione e del dosaggio.

Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 e 50 mL.

Parti incluse 2.1007.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.1007.0010	Eco Dosimat
-------	-------------	-------------

L'Eco Dosimat è un dispenser universale con agitatore magnetico incorporato e display touch screen.

Aumentate l'efficienza e la precisione nei classici compiti di laboratorio

- nella misurazione precisa dei volumi;
- nella titolazione manuale;
- nella produzione di standard ionici;
- nel dosaggio controllato con velocità di dosaggio preimpostata.



Per tutte le attività svolte può essere salvato o stampato in formato PDF un documento conforme GLP.

Incl. cavo a pulsante per il controllo manuale della titolazione e del dosaggio.

Unità cilindriche a scelta libera da 5, 10, 20 e 50 mL.

1 PCS	6.1446.030	Ball stopper / B-14/(15)
-------	------------	--------------------------

Per il supporto mobile della punta di buretta nelle celle di titolazione



1 PCS	6.1446.080	Tappo filettato / M8
-------	------------	----------------------



1 PCS

6.1543.060

Punta / filettatura M6

Punta con filettatura M6. Costituisce una punta di buretta completa 6.1537.010 insieme con il tubo capillare 6.1805.160 e il supporto per buretta orientabile 6.1446.030.



1 PCS

6.1543.200

Punta di titolazione / filettatura M6

Punta di titolazione con valvola antidiffusione.



1 PCS

6.1602.105

Sifone per bottiglia / GL 45 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura GL 45.



1 PCS

6.1619.010

Assorbitore completo per Unità Intercambiabili



2 PCS 6.1805.090 Tubi in FEP / M6 / 31 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1805.100 Tubo in FEP / M6 / 40 cm
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1819.020 Tubo
Per fori con filettatura M6. Per attacchi delle bottiglie 6.1602.1XX



1 PCS 6.1903.020 Barra di agitazione / 16 mm
Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2023.020

Clip per SGJ 14/15

Clip per SGJ 14/16



1 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi



1 PCS

6.2107.100

Manual Dosing Controller

Maniglia per dosatura e titolazione manuale con Eco Dosimat o Dosimat plus



1 PCS

6.1546.040

Utensile a pistone per Eco Dosimat/Eco Titrator

Utensile per rimuovere e montare il pistone.



1 PCS

6.2164.010

Alimentatore di rete da tavolo 100 - 240 V/24 V DC

Alimentatore di rete da tavolo per 915 KF Ti-Touch, 916 Ti-Touch, 917 Coulometer e tutti gli Eco Titrator/Eco Dosimat.



1 PCS

6.1608.023

Bottiglia / 1000 mL / GL 45

Alle Unità Intercambiabili. Bottiglia per le soluzioni di rigenerazione per l' MSM.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.03002.150	Unità cilindro Eco da 5 mL Unità cilindro da 5 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.
6.03002.210	Unità cilindro Eco da 10 mL Unità cilindro da 10 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.
6.03002.250	Unità cilindro Eco da 50 mL Unità cilindro da 50 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.
6.03002.220	Unità cilindro Eco da 20 mL Unità cilindro da 20 mL per Eco Dosimat/Eco Titrator. Senza tubi dosatori e punta di buretta antidiffusione.



2.142.0100

Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

2.143.0200

Stampante ad aghi TX-900MH

Stampante ad aghi compatta con interfaccia USB e RS232 per

- 900 Touch Control (+)
- 915 KF Ti-Touch (+)
- 916 Ti-Touch (+)
- 917 Coulometer (+)
- 91X Meter (+)
- Eco Dosimat/Titrator (+)
- 877/848 Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 865/876 Dosimat plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 862 Compact Titrosampler (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 870 KF Titrino plus (occorre in aggiunta 6.2151.100)
- 899 Coulometer (occorre in aggiunta 6.2151.100)



(+) Cavo incluso nel volume di fornitura
