



OMNIS Oven Module 8 mL

2.1017.1010

Modulo per l'installazione nel piatto del modulo di OMNIS Sample Robot Oven. Questa postazione di lavoro preleva il vial per campioni da 8 mL e lo trasporta dalla posizione di trasferimento alla camera di combustione e viceversa dopo l'analisi.

Parti incluse 2.1017.1010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.1017.1010	OMNIS Oven Module 8 mL

OMNIS Oven Module 8 mL



1 PCS

6.1808.040

Adattatore da filettatura M6 esterna / M8 interna

Filettatura M6 esterna, M8 interna.



1 PCS

6.1808.050

Tubo di connessione ad oliva M8

1 filettatura esterna M8 e 1 oliva per tubi. E.g. per la camicia termostatica delle Unità Intercambiabili e degli strumenti di misura della stabilità.



1 PCS

6.2724.010

Filtro antipolvere

Filtro antipolvere per Rancimat e per Karl Fischer Oven



1 PCS

6.2811.000

Setacci molecolari

Setacci molecolari. Bottiglia contenente 250 g. Dimensione dei pori: 0.3 nm. Per Rancimat e strumenti Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.070

Ago d'iniezione

Utilizzato con forni Karl Fischer.



1 PCS

6.2816.080

Uscita dell'ago

Da usare con KF Thermoprep.



1 PCS

6.2049.060

Set distanziatori 11-55 mm

Set distanziatori per l'OMNIS Sample Robot Oven per adattare la profondità d'immersione dell'ago nel vial per campioni.



1 PCS

6.1446.230

Tappi per tubi riscaldabili

Tappi per tubi riscaldabili per una cella di titolazione (coulometria)



1 PCS

6.01807.010

Cartuccia assorbente per OMNIS Oven Module

Cartuccia assorbente compatibile con OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1448.080

Setto, 7,5 mm, 5 pezzi

Setti di ricambio per tubo di condizionamento su un OMNIS Oven Module



1 PCS

6.1805.470

Tubi in FEP / M6 / 44 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.2821.090

Filtro di aspirazione

Grandezza dei pori: 27 µm. Set da 5 pezzi. Per tubo di aspirazione (6.1834.000) e tubi di filtrazione (6.1821.040) e (6.1821.050).



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2739.000

Chiave inglese

Per fissare le connessioni



1 PCS

6.1830.050

Tubo di uscita riscaldabile OMNIS

Tubo di uscita riscaldabile con filetto M6 per OMNIS Sample Robot Oven

