

OMNIS Sample Robot Oven

2.1030.0010

Modulo principale per l'ampliamento di un OMNIS Sample Robot Oven della misura S. Il modulo contiene il piatto del modulo e il piatto del rack. È già dotato di torre principale e una pinza. Per l'ampliamento a un Sample Robot Oven funzionale, oltre ai Sample Rack, è necessario anche almeno un modulo forno.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.02041.140	Rack dei campioni OMNIS 77 x 2R

Rack dei campioni OMNIS per OMNIS Sample Robot Oven, adatto a 77 vial per campioni 2R.

