



Bilancia per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

2.135.0205

La bilancia (Precisa) ha una struttura speciale per il funzionamento al di sotto del rack dei campioni 6.2068.010 dell'864 Robotic Balance Sample Processor. La rete è concepita per 115V.


Parti incluse 2.135.0205

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.135.0205	Bilancia per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

La bilancia (Precisa) ha una struttura speciale per il funzionamento al di sotto del rack dei campioni 6.2068.010 dell'864 Robotic Balance Sample Processor. La rete è concepita per 115V.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2067.100	Piatto della bilancia per cestello portacampioni 6.2068.010 Il piatto della bilancia è progettato per il beaker da 120 mL PP (6.1459.300) e viene inserito nel cestello portacampioni dell'864 Balance Sample Processor.	
6.2068.010	Rack dei campioni, 20 x 120 mL, (PP) Rack dei campioni per 864 Balance Sample Processor adatto a 20 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1459.300. Plastica: polipropilene (PP)	
6.2711.080	Vasca di raccolta per l'864 Robotic Balance Sample Processor La vasca di raccolta protegge il Robotic Balance Sample Processor e la bilancia dallo sporco e da eventuali danni provocati dagli agenti chimici.	