



Ionizzatore per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

2.136.0305

Ionizzatore (HAUG) per l'864 Robotic Balance Sample Processor con alimentatore per 115V.

Parti incluse 2.136.0305

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.136.0305	Ionizzatore per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 115V

Ionizzatore (HAUG) per l'864 Robotic Balance Sample Processor con alimentatore per 115V.



1 PCS

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2057.160	Supporto per barra di ionizzazione per l'864 Robotic Balance Sample Processor

