



Ionizzatore per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 230V

2.136.0306

Ionizzatore (HAUG) per l'864 Robotic Balance Sample Processor con alimentatore per 230V.

Parti incluse 2.136.0306

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.136.0306	Ionizzatore per l'864 Robotic Balance Sample Processor, 230V
		Ionizzatore (HAUG) per l'864 Robotic Balance Sample Processor con alimentatore per 230V.



1 PCS

6.9013.000

Ionisation rod for ionizer

The ionisation rod is mounted with the holder (6.2057.160) to the 864 Robotic Balance Sample Processor.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2057.160	Supporto per barra di ionizzazione per l'864 Robotic Balance Sample Processor

