



Stampante termica Custom Q3X

2.142.0100

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer

Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

Parti incluse 2.142.0100

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.142.0100	Stampante termica Custom Q3X
-------	------------	------------------------------

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter
- Eco Dosimat / Titrator



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

1 PCS	6.2151.120	Cavo USB MINI (OTG) - USB B, 1,8 m
-------	------------	------------------------------------

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS	6.9001.050	Carta termica per Custom Neos-N / Q3X
-------	------------	---------------------------------------

Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X.
Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte.

1 rotolo



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.9001.050	Carta termica per Custom Neos-N / Q3X Carta termica 60 mm / 25 m per Custom Neos-N / Q3X. Novità: 25 anni di leggibilità se stoccata a regola d'arte. 1 rotolo	
6.2151.140	Cavo a Y USB A St - USB B St - Mini B St Cavo a Y per il collegamento di una stampante USB ai pH /Conductometer 912/913/914. Con questo cavo è possibile collegare contemporaneamente una stampante e l'alimentatore allo strumento di misura.	