



700 Dosino

2.700.0010

Azionamento per unità di dosaggio, con cavo fisso e connettore a 9 piedini (DB9).

Questo prodotto non è più disponibile!

Parti incluse 2.700.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.700.0010	700 Dosino
		Motore per Unità di Dosaggio, con cavo fisso e spina da 9-pin (DB9).



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.2134.200

Adapter DB9 St. /Mini Din8 Bu



1 PCS

6.2148.040

Box adattatore per Dosino 700 dalla Serie 23



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2134.020	Adattatore DB9 femmina/mini-DIN8 maschio Femmina DB9 e maschio mini-DIN 8. Connessione 700.0010 Dosino - 736, 751, 758, 799 Titrino, 756, 831 KF Coulometer, 711 Liquino.	