



700 Dosino

2.700.0020

700 Dosino è un azionamento per unità di dosaggio. Prevede un cavo fisso e un mini connettore DIN.

Questo prodotto non è più disponibile!

Parti incluse 2.700.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.700.0020	700 Dosino
Il 700 Dosino è la guida delle Unità di dosaggio. Con cavo fisso e spina mini-DIN plug.		



1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.



1 PCS

6.2148.040

Box adattatore per Dosino 700 dalla Serie 23



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2134.010	Adattatore maschio DB9 / femmina Mini-DIN8 DB9 maschio e mini-DIN 8 femmina. E.g. per la connessione del 700.0020 Dosinos con spina mini-DIN 8 al 726, 796 Titroprocessors.

