



705 UV Digester (220 V, 50 Hz)

2.705.0017

Strumento per la digestione attraverso la fotolisi UV di campioni d'acqua con contaminazione organica debole o media. Per la preparazione del campione in voltammetria, cromatografia ionica e spettroscopia (AAS, ICP). Comprende un'unità di controllo con timer integrato e una parte separata per la chimica umida con lampada UV, dispositivo di raffreddamento e un cestello portacampioni per 12 tubi per un volume di campione di massimo 12 mL. Strumento per 220 V e 50 Hz.

Parti incluse 2.705.0017

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.705.0017	705 UV Digester (220 V, 50 Hz)
Strumento per la digestione attraverso la fotolisi UV di campioni d'acqua con contaminazione organica debole o media. Per la preparazione del campione in voltammetria, cromatografia ionica e spettroscopia (AAS, ICP). Comprende un'unità di controllo con timer integrato e una parte separata per la chimica umida con lampada UV, dispositivo di raffreddamento e un cestello portacampioni per 12 tubi per un volume di campione di massimo 12 mL. Strumento per 220 V e 50 Hz.		





1 PCS

6.2804.030

Lampada a vapori di mercurio per UV

Lampada a vapori di mercurio ad alta pressione per 705 UV Digester.
Range UV 200 ... 280 nm. Vita operativa min. 500 h.



12 PCS

6.1446.100

Tappo PTFE per recipienti per campioni in quarzo UV
da 12 mL

Per recipienti per campioni in quarzo 6.2414.000



1 PCS

6.1446.110

Tappi portatermometro per tubi per il campione in
quarzo per UV da 12 mL

Per 6.2401.010 Thermometer



1 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.2041.040

Cestello portacampioni per 12 recipienti di digestione
in quarzo 12 mL

per il 705 UV Digester



1 PCS

6.2401.010

Termometro a mercurio

Range di misura: 0 ... 100 °C. In step da: 1 °C.



12 PCS

6.2414.000

Recipienti per il campione in quarzo da 12 mL

Per 705 UV Digester




1 PCS

6.2745.000

Piastra di protezione UV

Per 705 UV Digester



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1446.150	Tappo portatermometro per recipienti del campione in quarzo per UV da 5 mL Per 6.2401.010 Thermometer	
6.2041.050	Cestello portacampioni per 16 recipienti di digestione in quarzo 5 mL per il 705 UV Digester	
6.1446.140	Tappo per recipienti per campioni in quarzo UV da 5 mL Per recipienti per campioni in quarzo 6.2414.010	
6.2414.010	Recipienti per il campione in quarzo da 5 mL Per 705 UV Digester	