




Campionatore 760

2.760.0010

Il campionatore per semplici compiti di automazione che possono essere risolti con programmi standard. Recipienti e rack dei campioni sono identici al campionatore 730. Le pompe possono essere controllate dall'esterno, se necessario.

Parti incluse 2.760.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2752.010	Copripina
		Da usare con 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor



2 PCS

6.1236.020

Giunto conico con SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



1 PCS

6.1446.160

Tappo portatermometro, B-14/15, inserzione
inclinata

Per mettere l'inserto della testa di titolazione 6.1458.010 in una
posizione inclinata



1 PCS

6.1805.110

Tubo in FEP / M6 / 80 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1815.010

Fascia a spirale da 0.5 m

Per tenere insieme differenti cavi o tubi



1 PCS

6.2041.310

Rack dei campioni, 12 x 250 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 12 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.320, 6.1432.323, 6.1453.220, 6.1453.250.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



3 PCS

6.2709.070

Giunto guida

Per il fissaggio di burette e punte di dosaggio nelle teste di titolazione e supporti di elettrodi




1 PCS

6.5610.010

Equipaggiamento KFT per Sample Processor 810/ 814

Equipaggiamento Karl Fischer per Sample Processor 810 o 814.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1453.220	Beaker per campioni in plastica (PP) da 200 mL, 1 pezzo Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo	
6.1453.250	Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo	
6.1458.010	Testa di titolazione, aperture 6 x SGJ 14 e 3 x SGJ 9 Con aperture 6xSGJ 14 e 3x SGJ 9.	
6.1458.020	Testa di titolazione / 4 x raccordi M10 Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.	

6.1458.030

Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.

