




# Campionatore KFT 760

2.760.0020

Sistema completo per la titolazione volumetrica Karl Fischer Titration automatica.

Parti incluse 2.760.0020

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                                                                 |
|-------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 6.2752.010 | Coprispina                                                                                  |
|       |            | Da usare con 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor |




1 PCS

1.741.0010

741 Magnetic Stirrer

741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni.

741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.



1 PCS

6.0340.000

Elettrodo a doppio filo di platino per campionatore  
(cavo fisso)

Elettrodo indicatore (diametro = 5,3 mm, cavo fisso da 2 m), utilizzato per la titolazione Karl Fischer automatica.



24 PCS

6.1432.210

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1  
pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



1 PCS

6.1458.030

Testa di titolazione KF / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



2 PCS                      6.1805.110                      Tubo in FEP / M6 / 80 cm  
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



---

1 PCS                      6.1815.010                      Fascia a spirale da 0.5 m  
Per tenere insieme differenti cavi o tubi



---

1 PCS                      6.1821.000                      Tubo di aspirazione  
Per KF Sampler



---

24 PCS                      6.1903.010                      Barra di agitazione / 12 mm  
Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 12 mm.



24 PCS

6.2037.040

Fogli di protezione

Sostegno per fogli di protezione per beaker da 75 mL per Karl Fischer per KF Sample Changer



1 PCS

6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2820.000

Foglio di alluminio

1000 fogli circolari di 80 mm dia. Spessore: 0.010 mm. Da usare insieme al sostegno per i fogli di protezione 6.2037.030 per i beaker 6.1432.210. Per il 674 KF Sample Changer

