

Pump Unit 772 «Lavaggio»

2.772.0030

Pompa peristaltica per il lavaggio dei beaker per campioni e degli elettrodi. La versione «Lavaggio» contiene numerosi accessori per il lavaggio. La pompa può essere controllata tramite una Relay Box 731. È adatta al trasferimento di solventi.

Parti incluse 2.772.0030

Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	6.1621.000	Contenitore da 10 L Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati	
3 PCS	6.1805.060	Tubo in FEP / M6 / 60 cm Con protezione dalla luce e dalla strozzature	
1 PCS	6.1812.000	Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m	

2 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1826.160	Pompa peristaltica Viton	
	Per pompe peristaltiche.	