



772 Pump Unit – aspirate

2.772.0120

Pompa peristaltica per la connessione diretta ai Sample Processor. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione della soluzione titolata.

Parti incluse 2.772.0120

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.772.0110	772 Pump Unit
		Pompa peristaltica da collegare direttamente ai Sample Processor.



1 PCS

6.1446.160

Tappo portatermometro, B-14/15, inserzione
inclinata

Per mettere l'inserto della testa di titolazione 6.1458.010 in una
posizione inclinata



1 PCS

6.1543.170

Punta di aspirazione / filettatura M8

Punta di aspirazione per i Sample Processor.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



1 PCS

6.1805.510

Tubo flessibile in PTFE / M8 / 60 cm

Con protezione dalle strozzature.



1 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



2 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1820.070

Connettore 4 mm / 6 mm / M8 interno

Per prolungare tubi flessibili di aspirazione in sistemi automatizzati. Collega il tubo di aspirazione M8 direttamente con il tubo flessibile in PTFE 6.1812.000.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1826.160	Pompa peristaltica Viton Per pompe peristaltiche.	
6.2160.010	Cavo adattatore / 2 m / presa M8 / 2 x connettore B Cavo adattatore / 2 m / presa M8 / 2 x connettore B. Per 772 Pump Unit.	