



# 786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra

2.786.0010

Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.

Parti incluse 2.786.0010

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS | 1.786.0010 | 786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra                                                                                                                                                                                                       |
|       |            | Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro. |



1 PCS

6.1462.030

Braccio robotizzato con testa di trasferimento per  
786 Swing Head, rotazione a sinistra

Braccio robotico di trasferimento per la gestione dei liquidi



1 PCS

6.1562.100

Tubo di pipettaggio / 10 mL

Tubo di pipettaggio per il trasferimento interamente automatico di  
soluzioni campione.



1 PCS

6.1823.010

Fusto di guida per tubo di pipettaggio

Per il montaggio nel braccio orientabile di trasferimento al Robotic  
Sample Processor



1 PCS

6.2621.120

Chiave esagonale 1.5 mm

