



786 Swing Head con braccio di titolazione orientabile, a destra o a sinistra

2.786.0030

Accessorio per Robotic Sample Processor XL per la titolazione diretta in recipienti per campioni da 75 mL e oltre.

Parti incluse 2.786.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra
		Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.



1 PCS

6.1462.050

Braccio robotizzato con testa di titolazione per 786
Swing Head, rotante a destra o a sinistra

Testa di titolazione per Swing Head



1 PCS

6.1808.040

Adattatore da filettatura M6 esterna / M8 interna

Filettatura M6 esterna, M8 interna.



1 PCS

6.1909.030

Elica di agitazione / 95 mm

Agitatore ad elica con corpo in PP, punta in PVDF. Lunghezza dal SGJ: 104 mm. Per applicazioni KF con 722, 802 Rod Stirrer



2 PCS

6.2042.030

Clip per punta di buretta

Morsetto per punta di buretta per scambiatori di campioni



