



786 Swing Head

2.786.0040

Attrezzatura supplementare per il Robotic Sample Processors XL senza testa di titolazione o di trasferimento.

Parti incluse 2.786.0040

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.786.0010	786 Swing Head con testa di trasferimento a sinistra Accessorio per Robotic Sample Processor XL per il trasferimento / pipettaggio da vial più piccoli a recipienti di titolazione più grandi sul rack o in una cella di titolazione esterna che può essere montata sul lato sinistro della stazione di lavoro.





Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1462.240	Testa di trasferimento per 786 Swing Head, curva e rotante a destra Testa di trasferimento, rotante a destra, per 786 Swing Head. In combinazione con l'adattatore 6.1808.220 la testa di trasferimento può essere utilizzata su cestelli multi righe	
6.1462.250	Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra Braccio rotante per Polytron e 786 Swing Head, rotante a sinistra, con una sola punta di buretta per l'aggiunta di solvente o di soluzione titolante e tre ugelli spray per il lavaggio. Il braccio rotante consente l'uso del Polytron per la preparazione del campione su cestelli multi riga.	
6.1462.260	Braccio orientabile con sostegno per testa di titolazione, oscillante a sinistra, esterno Sostegno per la testa di titolazione per 786 Swing Head con possibilità di orientamento su posizioni esterne	
6.2058.040	Miglioramento del braccio rotante per Swing Head 786 Il miglioramento del braccio rotante serve a rendere più stabile il collegamento alla 786 Swing Head e a lavorare con diversi accessori.	

6.2058.090

Rinforzo per SwingHead R

Rinforzo per 786 Swing Head (dalla Serie 31) per l'utilizzo di bracci orientabili con funzione di deflettore

