



811 Online IC Process Analyzer (2 canali, 230 V)

2.811.0024

Cromatografo ionico a 2 canali con calibrazione in linea e preconcentrazione del campione per la determinazione contemporanea dei cationi e degli anioni con e senza soppressione nel range delle ultratracce. Dieci flussi del campione indipendenti. 230 V.

Parti incluse 2.811.0024

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.811.0024	811 Online IC Process Analyzer
		Cromatografo ionico 2-canali con calibrazione in linea e preconcentrazione del campione per l'analisi in contemporanea dei cationi e degli anioni con e senza soppressione chimica nel range delle ultratracce. 10 linee del campione indipendenti. 230 V.



3 PCS

6.1621.010

Contenitore in PE/30 L

Contenitore dell'eluente per gli apparecchi IC in linea.



1 PCS

6.1609.000

Tubo di essiccazione, largo e curvo

Per riempire con materiale di assorbimento.



3 PCS

6.1621.110

Tappo per contenitore da 30-L

Tappo per contenitore da 30-L. Per un facile e sicuro trasporto dei contenitori riempiti.




4 PCS

6.1826.020

Tubo di pompaggio in PVC (blu/blu)

Per gli strumenti online IC e l'automazione in voltammetria.



1 PCS

6.2617.010

Tool per guarnizione del pistone (piston seal)

Per rimuovere ed assemblare le guarnizioni del pistone per tutte le pompe IC



1 PCS

6.2621.000

Chiave regolabile

Massima apertura: 20 mm. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2621.030

Chiave esagonale 4 mm



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea (connessione per capillari in PEEK)



2 PCS

6.2744.080

Adattatore filettatura M6 / UNF 10/32

Con filettatura esterna M6. Per strumenti IC.



20 PCS

6.2744.140

Adattatore UNF 10/32, per 1/4-28

Adattatore per il collegamento di capillari da 1/16 in. alle posizioni di flusso del campione dell'Online IC



1 PCS

6.2816.020

Siringa da 10 mL con connessione Luer

Per diverse applicazioni in IC e VA



1 PCS

6.2816.040

Ago per lo spurgo

Con tubi in PTFE e connessione di tipo Luer. Per siringhe. Per l'aspirazione degli eluenti.



1 PCS

6.2821.090

Filtro di aspirazione

Grandezza dei pori: 27 µm. Set da 5 pezzi. Per tubo di aspirazione (6.1834.000) e tubi di filtrazione (6.1821.040) e (6.1821.050).




1 PCS



6.2821.130

Ricambi per filtri in linea

Ricambi per filtri in linea.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1803.030	Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor, IC Liquid Handling Dialysis Unit	
6.1825.210	Loop di campionamento in PEEK 20 µL Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK	
6.1825.220	Loop di campionamento in PEEK 100 µL Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK	
6.1826.060	Tubi di pompaggio (arancio/giallo) Per Compact IC , Personal IC , Basic IC	

6.2741.020

Guarnizione per pistoni (arancione)

Per tutte le pompe IC



6.2755.000

Archetto per pompa peristaltica

Per pompe peristaltiche negli strumenti IC. Pressione di contatto regolabile.



6.2824.070

Pistone in ossido di zirconio

Parti di ricambio per Pompe



6.2831.000

Specchio di controllo

Per la determinazione della posizione



6.2832.000

Rotore MSM A

Rotore del soppressore per tutti gli strumenti IC con MSM



6.2832.010

Raccordo per MSM e MSM-LC

Con linee di alimentazione e scarico. Per tutti gli strumenti IC con MSM (Metrohm Suppressor Module).

Per la sostituzione negli strumenti Professional IC di generazione 850, 881, 882 e 883 (prodotti prima del 2017).



6.5904.030

Rotore, iniettore 6/2

Rotore per iniettore 6/2 nei sistemi IC.



6.5904.050

Iniettore con loop interno da 0,25 µL

Iniettore a disco piatto con loop interno da 0,25 µL



6.5904.060

Rotore (loop interno 0,25 µL)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.5904.050), loop interno 0,25 µL



6.5904.070

Rotore (loop interno 1,0 µL)

Rotore per iniettore a disco piatto a 4 porte (6.9956.001), loop interno 1,0 µL

