



823 Membrane Pump Unit – aspirate

2.823.0020

Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors. La versione «Aspiration» contiene numerosi accessori per l'aspirazione delle soluzioni.

Parti incluse 2.823.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.



1 PCS

6.1446.160

Tappo portatermometro, B-14/15, inserzione
inclinata

Per mettere l'inserito della testa di titolazione 6.1458.010 in una
posizione inclinata



1 PCS

6.1543.170

Punta di aspirazione / filettatura M8

Punta di aspirazione per i Sample Processor.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m




1 PCS

6.1805.510

Tubo flessibile in PTFE / M8 / 60 cm

Con protezione dalle strozzature.



1 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1820.070

Connettore 4 mm / 6 mm / M8 interno

Per prolungare tubi flessibili di aspirazione in sistemi automatizzati. Collega il tubo di aspirazione M8 direttamente con il tubo flessibile in PTFE 6.1812.000.



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.

