



823 Membrane Pump Unit – rinse

2.823.0030

Pompa a membrana per connessione diretta del Sample Processors. La versione «Rinsing» contiene numerosi accessori di lavaggio.

Parti incluse 2.823.0030

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.823.0010	823 Membrane Pump Unit
		Pompa a membrana per la connessione diretta al Sample Processors.



1 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo in FEP / M6 / 60 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1808.170

Distributore per tubi di pompaggio ai Sample Processor

Distributore Sample Processo per il montaggio sui Sample Processor per il lavaggio e l'aspirazione in caso d'impiego di pompe collegate all'esterno.



1 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



1 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.

