


824 Easy Sample Changer

2.824.0020

Scambiatore di campioni economico per uso di routine. Easy Sample Changer Micro: scambiatore di campioni per titolazioni con piccoli volumi di campione. Possono essere processati in un singolo run fino a 24 campioni con volume massimo di 75 mL. Con gli accessori KFT, l' Easy Sample Changer può essere convertito ad uno scambiatore di campioni Karl Fischer.

Parti incluse 2.824.0020

Qt.	Order no.	Descrizione	
1 PCS	6.2034.020	Supporto di montaggio per Magnetic Stirrer 741 Per collegare l'agitatore magnetico all'«824 Easy Sample Changer	
1 PCS	6.2752.010	Copripina Da usare con 717, 730, 760 Sample Changers, IC Sample Processors, 774 Oven Sample Processor	
1 PCS	1.741.0010	741 Magnetic Stirrer 741 Magnetic stirrer per scambiatori di campioni. 741 Magnetic Stirrer per lo scambiatore di campioni si trova sotto il cestello portacampioni.	

24 PCS

6.1432.210

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in vetro trasparente da 75 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.340, 6.2041.350, 6.2041.800 e 6.2041.900, 1 pezzo



1 PCS

6.1453.250

Beaker per campioni in plastica (PP) da 250 mL, 1 pezzo

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 250 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo



1 PCS

6.1458.020

Testa di titolazione / 4 x raccordi M10

Con 4 raccordi a vite M10, incl. tappi.



1 PCS

6.1805.110

Tubo in FEP / M6 / 80 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



24 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.



1 PCS

6.2041.340

Rack dei campioni, 24 x 75 mL, (PVC)

Rack dei campioni per 810 Sample Processor, 814 USB Sample Processor, 855 Robotic Titrosampler "Light" adatto a 24 beaker per campioni. Possono essere utilizzati i seguenti beaker per campioni: 6.1432.210, 6.1459.400.

Plastica: cloruro di polivinile (PVC)



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm




1 PCS

6.2751.080

Protezione dagli schizzi

Protezione dagli schizzi per Sample Processor monotorre senza 786 Swing Head.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.1453.220	Beaker per campioni in plastica (PP) da 200 mL, 1 pezzo Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 200 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.310, 6.2041.400, 6.2041.430, 6.2041.510, 6.2041.820, 6.2068.020 e 6.2068.030, 1 pezzo

