



826 pH mobile con Primatrode

2.826.0020

pH metro portatile con interfaccia IrDa, incl. cinghia a tracolla e batterie e Primatrode 6.0228.020 con NTC (IP67).

Parti incluse 2.826.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.826.0010	826 pH mobile

pH metro portatile con interfaccia IrDa, incl. cinghia a tracolla e batterie.



1 PCS

6.2050.000

Cinta porta pH metro

Cinghia di trasporto per 704, 826 pH meter.



1 PCS

6.2133.000

Batterie LR6, 1.5V, 4 pezzi

1.5 V tipo LR6. Set di 4 pezzi. Da usare con 704 pH Meter, 773 pH /mV Simulator



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2307.230	Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9 Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9	
6.2325.000	pHit kit Kit di manutenzione per elettrodi pH Il kit contiene: • soluzione detergente 50 mL • soluzione KCl 50 mL 3M KCl • soluzione di conservazione, 50 mL • 2 contenitori per la conservazione • Istruzioni per l'uso	