



826 pH mobile con valigetta

2.826.0110

pH metro portatile con interfaccia IrDa. Con valigetta, numerosi accessori per la calibrazione, incl. Primatrode 6.0228.020.

Parti incluse 2.826.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.826.0010	826 pH mobile

pH metro portatile con interfaccia IrDa, incl. cinghia a tracolla e batterie.



1 PCS 6.2050.000 Cinta porta pH metro
Cinghia di trasporto per 704, 826 pH meter.



1 PCS 6.2716.040 Valigetta per 826 pH Meter
Valigetta per 826 pH Meter con accessori



1 PCS 6.1236.050 Giunto conico SGJ 14/12 mm
Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene



1 PCS 6.1446.000 Stopper SGJ / B-14/(15)



1 PCS

6.1613.020

Bottiglia / 25 mL / etichetta pH 7 (vuota)



1 PCS

6.1613.030

Bottiglia / 25 mL / etichetta pH 4 (vuota)



1 PCS

6.1614.000

Bottiglia di lavaggio / 250 mL



3 PCS

6.1614.030

Bottiglia di plastica / 50 mL

Bottiglia in plastica



1 PCS

6.2133.000

Batterie LR6, 1.5V, 4 pezzi

1.5 V tipo LR6. Set di 4 pezzi. Da usare con 704 pH Meter, 773 pH/mV Simulator



1 PCS

6.2307.230

Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9

Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9



1 PCS

6.2308.050

Elettrolita 3 mol/L KCl (50 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 50 mL (per sistema di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.2621.140

Chaive esagonale 2.5 mm



1 PCS

6.2717.000

Beaker PP, 100 mL

Beaker in PP, 100 mL.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2325.000	pHit kit

Kit di manutenzione per elettrodi pH

Il kit contiene:

- soluzione detergente 50 mL
- soluzione KCl 50 mL 3M KCl
- soluzione di conservazione, 50 mL
- 2 contenitori per la conservazione
- Istruzioni per l'uso

