

pH Lab Irda 230V EU

2.827.0014

Parti incluse 2.827.0014

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2013.010	Anello a morsa Per aste di supporto da 10 mm di diametro.
		
1 PCS	6.2016.050	Asta di supporto / 300 mm
		
1 PCS	6.2021.020	Porta elettrodo Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta
		

1 PCS

6.2161.010

Alimentatore EU 230V /6V DC

Alimentatore per 827 pH lab



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor

