

pH Lab Irda 240V AUS

2.827.0017

Parti incluse 2.827.0017

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2161.040	Alimentatore AUS 240V/6V DC Alimentazione per 827 pH lab
		
1 PCS	6.2013.010	Anello a morsa Per aste di supporto da 10 mm di diametro.
		
1 PCS	6.2016.050	Asta di supporto / 300 mm
		

1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor

