

pH Lab Irda 230V UK

2.827.0019

Parti incluse 2.827.0019

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	6.2013.010	Anello a morsa
Per aste di supporto da 10 mm di diametro.		
		
1 PCS	6.2016.050	Asta di supporto / 300 mm
		
1 PCS	6.2021.020	Porta elettrodo
Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta		
		

1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2161.010

Alimentatore EU 230V /6V DC

Alimentatore per 827 pH lab

