



843 Pump Station (peristaltic)

2.843.0120

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.

Parti incluse 2.843.0120

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.		



4 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



2 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



4 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



2 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2141.260	Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus Cable for remote connection between Compact Sample Changer and Dosimat plus and further devices (e.g. Titrino plus or Pump Station).	
6.2141.300	Cavo remoto 843-Sample Processor Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors	
6.2761.000	Protezione dagli schizzi per 843 Pump Station (peristaltica) La pompa peristaltica può essere azionata sono con protezione dagli schizzi montata.	