



843 VA Peristaltic Pump Station per sistemi compatti VA

2.843.0140

L'843 Peristaltic Pump Station dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto direttamente dal 797 Compact Computrace. Serve al lavaggio automatico e allo svuotamento della cella di misura in sistemi VA e CVS parzialmente o completamente automatici con il 797 VA Computrace.

La variante per la voltammetria dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.

Parti incluse 2.843.0140

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.



4 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1456.210

Cella di misura / 10-90 mL

Cella di misura per sistemi VA automatici. Cella di diluizione per Advanced IC Sample Processor



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



1 PCS

6.1805.020

Tubo in FEP / M6 / 52 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.100

Tubo in FEP / M6 / 40 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.180

Tubo in FEP / M6 / 16 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



4 PCS 6.1805.530 Tubo in FEP / M6 / 2 m
Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS 6.1808.000 Giunto di connessione M6



2 PCS 6.1819.010 Tubo in PTFE
Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



4 PCS 6.1820.020 Adattatore M10/M6
Collegamento con filettatura M10 per tubi 6.1812.XXX e filettatura M6 per tubi 6.1805.XXX.



4 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



1 PCS

6.1828.020

Connettore a cinque tubi M6 per bottiglie

Per il collegamento fino a 5 tubi



1 PCS

6.1829.020

Tubo di aspirazione in FEP M6, 0.5 m

Per Unità di dosaggio




1 PCS

6.2141.280

Cavo di collegamento 843 Pump Station - 797 VA
Computrace

Cavo per il collegamento remoto tra 797 VA Computrace e 843 Pump
Station.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1621.100	Tappo per contenitore da 10 L Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.	
6.1801.120	Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m	
6.1808.010	Accoppiatore 2 X M6 2 filettature esterne M6. Parte delle connessioni a vite per l'Unità Intercambiabile e il 676 Sample Changer	
6.1812.000	Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m	

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.

