



843 Pump Station (peristaltic) – rinse/aspirate per i Sample Processor

2.843.0150

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite comandi della pompa direttamente dal Sample Processor. La variante rinse/aspirate dispone di tutti gli accessori per lo svuotamento automatico del beaker e la pulizia degli equipaggiamenti per la titolazione. Gli accessori sono concepiti per l'impiego con il Sample Processor 814 e 815.

Parti incluse 2.843.0150

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.843.0120	843 Pump Station (peristaltic)
L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.		



1 PCS

6.1543.170

Punta di aspirazione / filettatura M8

Punta di aspirazione per i Sample Processor.



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



4 PCS

6.1801.120

Tubo in PVC / 4 mm / 6 mm / 2 m



3 PCS

6.1805.060

Tubo in FEP / M6 / 60 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



3 PCS

6.1805.420

Tubo in FEP / M6 / 48 cm

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1805.510

Tubo flessibile in PTFE / M8 / 60 cm

Con protezione dalle strozzature.



1 PCS

6.1808.170

Distributore per tubi di pompaggio ai Sample Processor

Distributore Sample Processo per il montaggio sui Sample Processor per il lavaggio e l'aspirazione in caso d'impiego di pompe collegate all'esterno.



2 PCS

6.1812.000

Tubo flessibile PTFE 4 mm / 6 mm / 4 m



4 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



2 PCS

6.1828.000

Connessione in PVDF

Per recipiente 6.1621.000.



1 PCS

6.2141.300

Cavo remoto 843-Sample Processor

Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle
connessioni della pompa del Sample Processors



3 PCS

6.2740.020

Spruzzatore

Per la nebulizzazione fine della soluzione di lavaggio.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2740.030	Ugello di lavaggio L'alimentazione della soluzione di lavaggio avviene con un flusso fine per un'ottimale rimozione di depositi sugli elettrodi e sugli accessori di titolazione. Per attrezzature di titolazione ECO 6.5613.000.	

