



843 Peristaltic Pump Station für sistemi Professional VA/CVS

2.843.0230

La 843 Peristaltic Pump Station consente il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura in sistemi Professional VA/CVS parzialmente o completamente automatici. Dispone di due pompe peristaltiche integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto.

La variante per VA e CVS dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura. Il cavo di collegamento va ordinato a parte.

Parti incluse 2.843.0230

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0120

843 Pump Station (peristaltic)

L'843 Pump Station (peristaltica) dispone di due pompe peristaltiche integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.



1 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



4 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



2 PCS

6.1621.100

Tappo per contenitore da 10 L

Tappo per contenitore da 10-L. Per un trasporto semplice e sicuro dei contenitori pieni.



4 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



4 PCS

6.1820.020

Adattatore M10/M6

Collegamento con filettatura M10 per tubi 6.1812.XXX e filettatura M6 per tubi 6.1805.XXX.



4 PCS

6.1820.050

Adattatore, M6 / Olive

Per tubo flessibile 6.1826.100, per pompe peristaltiche.



1 PCS

6.1826.100

Pompa peristaltica 6,4 mm / 1 m

Come sostituzione della pompa peristaltica utilizzata nella 772 Pump Unit e 843 Pump Station (peristaltic).



1 PCS

6.1828.020

Connettore a cinque tubi M6 per bottiglie

Per il collegamento fino a 5 tubi



1 PCS

6.1829.070

Set di tubi per strumenti Professional VA/CVS

Set di tubi per testa di misurazione di strumenti Professional VA/CVS.
Composto da 4 tubi FEP con connettore M6, punta di dosaggio
assottigliata e protezione curva (lunghezza 2 x 82 mm e 2 x 110 mm).



1 PCS

6.2053.000

Clip per cavo

Clip per fissare i cavi e i tubi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2148.010	Remote Box MSB Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.	
6.2141.280	Cavo di collegamento 843 Pump Station - 797 VA Computrace Cavo per il collegamento remoto tra 797 VA Computrace e 843 Pump Station.	
6.2141.300	Cavo remoto 843-Sample Processor Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors	