



843 Membrane Pump Station per sistemi Professional VA/CVS

2.843.0240

La 843 Membrane Pump Station consente il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura in sistemi Professional VA/CVS parzialmente o completamente automatici. Dispone di due pompe a membrana integrate che possono essere comandate tramite segnale remoto.

La variante per VA e CVS dispone di tutti gli accessori per il lavaggio automatico e lo svuotamento della cella di misura.

Parti incluse 2.843.0240

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.843.0020

843 Pump Station (membrana)

L'843 Pump Station (membrana) possiede due pompe a membrana integrate. Queste possono essere comandate a scelta tramite l'interfaccia direttamente tramite segnali remoti o manualmente con la pressione di un tasto.



4 PCS

6.1446.040

Stopper con filettatura M6



1 PCS

6.1602.115

Sifone per bottiglia / S 40 / verde

Per il dosaggio diretto dalla bottiglia del reagente con filettatura S 40 (Merck...).



2 PCS

6.1621.000

Contenitore da 10 L

Come recipiente di lavaggio o di scarico nei sistemi automatizzati



4 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature



2 PCS

6.1819.010

Tubo in PTFE

Come ingresso del gas nelle bottiglie di lavaggio del VA Stand



1 PCS

6.1819.110

Tubo di aspirazione in FEP per tanica

Tubo di aspirazione per sifone su tanica con connettore M6. Per la produzione di eluenti.



4 PCS

6.1820.010

Adattatore 1/8" tubo del gas/filettatura M6

Per il collegamento di un tubo del gas 1/8" a una filettatura tipo M6.



1 PCS

6.1828.020

Connettore a cinque tubi M6 per bottiglie

Per il collegamento fino a 5 tubi



1 PCS

6.1829.070

Set di tubi per strumenti Professional VA/CVS

Set di tubi per testa di misurazione di strumenti Professional VA/CVS. Composto da 4 tubi FEP con connettore M6, punta di dosaggio assottigliata e protezione curva (lunghezza 2 x 82 mm e 2 x 110 mm).



1 PCS

6.2621.000

Chiave regolabile

Massima apertura: 20 mm. Per gli strumenti IC



1 PCS

6.2053.000

Clip per cavo

Clip per fissare i cavi e i tubi



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2141.300	Cavo remoto 843-Sample Processor Cavo remoto per la connessione diretta di una 843 Pump Station alle connessioni della pompa del Sample Processors	
6.2141.200	Cavo 732/819(remote)-733/820(fill/inject) Cavo IC Detector (remote) - Advanced Separation Center (fill/inject)	
6.2148.010	Remote Box MSB Interfaccia remote aggiuntiva per la connessione di strumenti che possono essere controllati tramite linee remote. Con cavi fissi permanenti.	