



Pacchetto Dosing

2.846.1010

Il pacchetto Dosing è la soluzione pratica e provata per un LQH preciso, affidabile e conforme alle norme in ambiente regolamentato e non.

Affidatevi al pacchetto Dosing per:

- applicazioni standard come dosaggio, diluizione, aliquotaggio, pipettaggio
- la produzione di soluzioni di misurazione da una quantità campione qualsiasi
- la produzione di miscele di soluzioni principali diverse

Parti incluse 2.846.1010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.846.0010

846 Dosing Interface

Unità di comando compatibile USB per il collegamento di max. quattro 800 Dosino od 805 Dosimat per compiti di dosaggio e di Liquid Handling. Per il comando è necessario un Touch Control o il collegamento a un PC con tiamo™, Magic Net, viva o 797 VA Computrace.



1 PCS

1.800.0030

800 Dosino (lunghezza del cavo 1,5 m)

Azionamento con hardware di scrittura/lettura per unità di dosaggio intelligenti. Con cavo fisso (lunghezza 1,5 m).




1 PCS

1.900.0010

900 Touch Control

Elemento di comando per i Titrandi, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module e 846 Dosing Interface. Display a colori sensibile al contatto, ad alta risoluzione, comando semplice ed intuitivo grazie ai preferiti per l'accesso diretto ai metodi. Con interfaccia Ethernet integrata per il collegamento diretto a Internet e all'interfaccia USB per il collegamento di stampanti USB o di una chiave di memoria USB.



Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, francese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, polacco e italiano.

1 PCS

6.1546.030

Pinza per pistone

Per pistoni delle 807 Dosing Unit o unità cilindro OMNIS.




1 PCS

6.2061.010

Supporto per bottiglie per Dosino

Supporto per bottiglia per fino a due Dosino, montato su bottiglie dei reagenti da 1 L.




1 PCS

6.2065.000

Piastra di fissaggio per 846 Dosing Interface.

Per fissare il Reagent Organizer sulla Dosing Interface



1 PCS

6.3032.220

807 Dosing Unit 20 mL

807 Dosing Unit con chip dati integrato, con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce, montabile sulla bottiglia del reagente con filettatura in vetro ISO/DIN GL 45. Tubo di connessione in FEP, punta antidiffusione.



1 PCS

6.6064.010

USB Memory Stick per 900 Touch Control

