



Food/Beverage Titrino plus

2.848.1010

Titrimo plus Food/Beverage vi offre il pacchetto completo per le più comuni analisi di alimenti, bevande e vino. Perciò riceverete uno speciale pacchetto tutto compreso comprensivo di titolatore, agitatore magnetico, elettrodo, elettrolita e soluzione di conservazione per Ecotrode Plus, l'elettrodo a vetro combinato per pH per titolazioni acquose di acidi e basi. Anche i tamponi per la calibrazione non mancano.

Beneficiate del nostro know-how applicativo ultrasessantennale. Circa 100 metodi collaudati sono in attesa di essere utilizzati da voi. La programmazione del titolatore decade. caricate semplicemente il metodo dal Memory Stick USB fornito in dotazione. I metodi sono stati sviluppati sulla base delle seguenti pubblicazioni:

- Metodi ufficiali di analisi dell'Associazione dei chimici analitici ufficiali (AOAC, USA)
- U.S. Environmental Protection Agency (EPA)
- Swiss Food Manual (Manuale svizzero delle derrate alimentari)
- Procedimento unitario tedesco per l'analisi delle acque, delle acque di scarico e dei fanghi

Parti incluse 2.848.1010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS	1.848.0010	848 Titrino plus
-------	------------	------------------

Titolatore compatto per

- titolazioni dinamiche (DET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza
- titolazioni monotoniche (MET) con ritrovamento automatico del punto di equivalenza
- titolazioni del punto finale (SET)



1 PCS	1.801.0010	801 Stirrer
-------	------------	-------------

Agitatore magnetico senza stand per il completamento dei Titrino plus, Dosimat plus, Titrando, Sample Processor, 805 Dosimat e 780/781 pH Meter. Con cavo fisso per MSB (Metrohm Serial Bus).



1 PCS	6.0262.100	Ecotrode plus
-------	------------	---------------

Elettrodo per pH combinato per titolazioni acido/basiche acquose. Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile allo sporco. Elettrolita di riferimento: $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, conservazione in soluzione di conservazione.



1 PCS	6.1903.020	Barra di agitazione / 16 mm
-------	------------	-----------------------------

Barra d'agitazione magnetica, ricoperta in PTFE, lunghezza 16 mm



1 PCS

6.1903.030

Barra di agitazione / 25 mm

Barra di agitazione con nucleo magnetico, rivestimento in PTFE, lunghezza 25 mm.




1 PCS

6.2001.060

Stand di supporto senza asta di supporto

Per collegare un agitatore 801, 804, 803 ad un Titrand o ad un 805 Dosimat



1 PCS

6.2013.010

Anello a morsa

Per aste di supporto da 10 mm di diametro.



1 PCS

6.2016.070

Asta di supporto / 400 mm



1 PCS

6.2021.020

Porta elettrodo

Porta elettrodo per 4 elettrodi e 2 punte di buretta



1 PCS

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)



1 PCS

6.2147.000

Tastiera numerica USB

Tastiera numerica USB per Titrino plus, Dosimat plus, 862 Compact Titrosampler, 869 Compact Sample Changer, 863 Compact Autosampler e 899 Coulometer. Con due connessioni USB integrate.



1 PCS

6.2151.100

Adattatore USB Mini (OTG) - USB A

Per la connessione di strumenti USB.



1 PCS

6.2307.230

Soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9

Set di tamponi composti ognuno da 10 sacchetti (30 mL) di soluzioni tampone di pH, pH 4/7/9



1 PCS

6.2308.050

Elettrolita 3 mol/L KCl (50 mL)

Soluzione elettrolitica $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$, 50 mL (per sistema di riferimento Ag/AgCl)



1 PCS

6.2323.000

Aufbewahrungslösung

Aufbewahrungslösung für alle kombinierten pH-Glaselektroden mit Bezugselektrolyt $c(\text{KCl}) = 3 \text{ mol/L}$



1 PCS

6.2621.070

Chiave a brugola da 5 mm per IC Sample Processor



1 PCS 6.2621.130 Chiave esagonale 2 mm
2 mm.



1 PCS 6.2739.010 Chiave inglese
Per unità intercambiabili




1 PCS 6.3026.220 Unità Intercambiabile da 20 mL
Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



1 PCS 6.6061.010 Stick USB metodi Titrino plus
Contiene i metodi del FOOD PAC, WINE PAC e OIL PAC per l'importazione diretta nel Titrino plus.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2141.230	Cavo remoto Compact Sample Changer/Compact Autosampler - Titrino plus/Pump Station Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer/Compact Autosampler e Titrino plus e/o Pump Station.	
6.2141.240	Cavo remoto Dosimat plus - Compact Sample Changer/Titrino plus Cavo per il collegamento remoto tra Dosimat plus e Compact Sample Changer e/o Titrino plus con utilizzo del cavo 6.2141.260.	
6.2141.250	Cavo remoto Compact Sample Changer - Titrino Cavo per il collegamento remoto tra Compact Sample Changer e Titrino con connessione remota a 25 pin.	
6.2141.260	Remote cable Compact Sample Changer - Dosimat plus and Titrino plus Cable for remote connection between Compact Sample Changer and Dosimat plus and further devices (e.g. Titrino plus or Pump Station).	

6.2151.120

Cavo USB MINI (OTG) - USB B, 1,8 m

Per la connessione di strumenti USB.



6.2723.310

Copertura protettiva per Titrino Plus

Copertura protettiva per display e keypad per tutti gli strumenti della famiglia Titrino plus.

Adatta per: 848 Titrino plus, 862 Compact Titrosampler, 863 Compact Autosampler, 865 Dosimat plus, 869 Compact Sample Changer, 870 KF-Titrino plus, 876 Dosimat plus, 877 Titrino plus, 899 Coulometer.



6.3026.110

Unità Intercambiabile da 1 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 1 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.150

Unità Intercambiabile da 5 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.210

Unità Intercambiabile da 10 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.250

Unità intercambiabile 50 mL

Unità intercambiabile con chip di dati integrato con cilindro di vetro da 50 mL e fotoprotezione. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, raccordo del tubo flessibile in FEP, punta antidiffusione e bottiglia del reagente standard in vetro marrone.



2.142.0100

Stampante termica Custom Q3X

Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.
