



871 Advanced Bioscan

2.871.0010

Rivelatore ad amperometria pulsata per l'analisi estremamente sensibile degli zuccheri, alcoli degli zuccheri, polisaccaridi e altre sostanze ossidabili. Convertitore AD integrato, iniettore, forno per colonna. Cella di misura non inclusa.

Parti incluse 2.871.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.871.0010	871 Advanced Bioscan Rivelatore ad amperometria pulsata per l'analisi estremamente sensibile degli zuccheri, alcoli degli zuccheri, polisaccaridi e altre sostanze ossidabili. Convertitore AD integrato, iniettore, forno per colonna. Cella di misura non inclusa.



1 PCS

6.2156.010

Cavo di registrazione per Bioscan

Cavo analogico Bioscan - recorder, per convertire il segnale (non richiesto nei sistemi IC).



1 PCS

6.1816.060

Tubi di drenaggio per UV/VIS Compact IC e Bioscan

Tubo di drenaggio per lo scarico di eventuali fuoriuscite di liquidi




1 PCS

6.1825.210

Loop di campionamento in PEEK 20 µL

Per la valvola di iniezione, con 2 viti di fissaggio in PEEK



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



1 PCS

6.2620.150

Smorzatore di pulsazioni (esente da metalli)

Per tutti i cromatografi ionici



2 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.014

Viti di fissaggio 2x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS

6.2744.040

2 accoppiatori UNF 10/32

Per collegare capillari da 1/16 in. Per gli strumenti IC



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1254.070	Cella a flusso in argento per Bioscan Cella a flusso per Bioscan, materiale dell'elettrodo: Argento	
6.1254.130	Cella Variocell in Platino per Bioscan Cella di misura in platino con elettrodo di lavoro sostituibile.	
6.1254.140	Cella Variocell in argento per Bioscan Cella di misura in argento con elettrodo di lavoro sostituibile	
6.1254.230	Elettrodo di lavoro in platino per cella Variocell Elettrodo di lavoro di platino per 6.1254.1X0 Variocell	

6.2744.130 Viti di fissaggio per cella di misura del Bioscan
Per connettere i capillari da 1/16 in.



6.1803.030 Capillare in PTFE 0.5 mm i.d. / 3 m
Capillari per dialisi in linea, per Dialysis Unit, IC Dialysis Sample Processor,
IC Liquid Handling Dialysis Unit

