




# 888 Titrando

2.888.0010

Titolatore high-end con carico burette integrato

- senza accessori
- Comando con 900 Touch Control oppure OMNIS Software
- titolazione dinamica (DET), monotonica (MET), a punto finale (SET) e Karl Fischer, (KFT, solo in caso di comando con OMNIS SW)
- quattro connettori MSB
- un'interfaccia di misurazione galvanica separata (anche per elettrodi intelligenti "iTrodes")
- Connettore USB


Parti incluse 2.888.0010

| Qt. | Order no. | Descrizione |
|-----|-----------|-------------|
|-----|-----------|-------------|

1 PCS

1.888.0010

Titrande



---

1 PCS

6.2739.010

Chiave inglese

Per unità intercambiabili




## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2168.000 | <p>Cavo adattatore Mini USB, 25 cm</p> <p>Cavo adattatore Mini USB per il collegamento di un 854 iConnect a 867 pH Module, Titrande da 901 a 907 e 916 Ti-Touch, 25 cm. Il cavo adattatore rimane collegato all'apparecchio come scarico della trazione, mentre 854 iConnect viene collegato e scollegato esclusivamente tramite il cavo adattatore.</p> |
| 6.2103.130 | <p>Adattatore rosso spina 2 mm / presa 4 mm</p> <p>Per connettere la spina B (4 mm) alla presa da 2 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.2103.140 | <p>Adattatore nero spina da 2 mm / presa B da 4 mm</p> <p>Per collegare spine B (4 mm) a prese da 2 mm.</p>                                                                                                                                                                                                                                              |



Elemento di comando per i Titrandi, USB Sample Processor, 856 Conductivity Module, 867 pH Module e 846 Dosing Interface. Display a colori sensibile al contatto, ad alta risoluzione, comando semplice ed intuitivo grazie ai preferiti per l'accesso diretto ai metodi. Con interfaccia Ethernet integrata per il collegamento diretto a Internet e all'interfaccia USB per il collegamento di stampanti USB o di una chiave di memoria USB.



Lingue di dialogo: tedesco, inglese, cinese, francese, spagnolo, portoghese, russo, coreano, polacco e italiano.

Consente l'utilizzo stand-alone del software OMNIS su un computer Windows™.

Caratteristiche:

- la licenza contiene già una licenza per strumenti OMNIS.
- Deve essere attivata tramite il portale licenze Metrohm.



Agitatore magnetico con piastra di base, asta di supporto e porta elettrodo per il completamento dei Titrandi plus, Dosimat plus, Titrandi, Sample Processor, 805 Dosimat e 780/781 pH Meter, nonché dei moduli di misurazione 856 e 867. Con cavo fisso per MSB (Metrohm Serial Bus).



Stand di titolazione e controller per agitatore 802 Propeller Rod Stirrer. Insieme con 802 Propeller Rod Stirrer fornisce un'alternativa all'agitatore magnetico. Ti Stand con piastra di supporto, asta di supporto e portaelettrodo.



2.802.0040 802 Stirrer per 804 Ti Stand  
Agitatore a elica incl. elica agitatrice 6.1909.010.



---

2.142.0100 Stampante termica Custom Q3X  
Stampante compatta con interfaccia USB per

- 900 Touch Control
- 915 KF Ti-Touch
- 916 Ti-Touch
- 917 Coulometer
- 877 / 848 Titrino plus
- 865 / 876 Dosimat plus
- 91X Meter (cavo 6.2151.140)
- Eco Dosimat / Titrator
- 862 Compact Titrosampler
- 870 KF Titrino plus
- 899 Coulometer



Larghezza carta 60 mm (40 caratteri). Cavo USB 6.2151.120 incluso.

---

6.2151.000 Cavo USB A – Mini-DIN a 8 poli  
Cavo controller.



6.3026.110

Unità Intercambiabile da 1 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 1 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.150

Unità Intercambiabile da 5 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 5 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.210

Unità Intercambiabile da 10 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 10 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.220

Unità Intercambiabile da 20 mL

Unità di dosaggio intelligente con cilindro in vetro da 20 mL e protezione dalla luce. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, tubi di connessione in FEP, punta di buretta antidiffusione e bottiglia del reagente in vetro marrone standard.



6.3026.250

Unità intercambiabile 50 mL

Unità intercambiabile con chip di dati integrato con cilindro di vetro da 50 mL e fotoprotezione. Rubinetto piatto in PCTFE/PTFE, raccordo del tubo flessibile in FEP, punta antidiffusione e bottiglia del reagente standard in vetro marrone.

