



889 IC Sample Center

2.889.0010

L'889 IC Sample Center è un robusto Autosampler per un elevato passaggio di campioni, ottimizzato per le sfide del moderno laboratorio analitico. Lavora secondo il principio x-y-z con un controllo per siringhe con un'elevata risoluzione per il campionamento preciso. Un sistema a doppio ago consente la perforazione dei tappi e coperchi dei recipienti. Una valvola di iniezione in PEEK completa il sistema di automazione dell'889 IC Sample Center. È la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione.

Parti incluse 2.889.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.889.0010

889 IC Sample Center

L'889 IC Sample Center è un robusto Autosampler per un elevato passaggio di campioni, ottimizzato per le sfide del moderno laboratorio analitico. Lavora secondo il principio x-y-z con un controllo per siringhe con un'elevata risoluzione per il campionamento preciso. Un sistema a doppio ago consente la perforazione dei tappi e coperchi dei recipienti. Una valvola di iniezione in PEEK completa il sistema di automazione dell'889 IC Sample Center. È la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione.



1 PCS

6.1608.110

Bottiglia per lavaggio 250 mL per IC Sample Center

Bottiglia per lavaggio per una soluzione di lavaggio nell'IC Sample Center.



2 PCS

6.1807.010

Connettore a Y per tubo 6-9 mm i.d.

Connessione per i tubi di scarico



2 PCS

6.1816.070

Tubo in silicone 8/12 mm, 1 m

Per IC Sample Center



1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



2 PCS

6.2041.200

Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al)

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107, 6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)



1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



1 PCS

6.2743.107

Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 100 pz.

100 vial



1 PCS

6.2743.127

Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pezzi



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea
(connessione per capillari in PEEK)



1 PCS



6.2816.200

Air needle 80 mm, nero

Per IC Sample Center




Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.1562.170	Tubo di trasferimento Tefzel 1000 µL Per IC Sample Center.	
6.1829.060	Set di capillari per unità siringa Per IC Sample Center	
6.2743.100	Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 1000 pz. 1000 vial	
6.2743.110	Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 1000 pz. 1000 vial	

6.2743.117 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 100 pz.
100 vial.



6.2743.120 Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE
1000 pezzi



6.2816.210 Ago con capillari, 15 µL
Per IC Sample Center



6.5333.000 Kit IQ/OQ per IC
Il kit IQ/OQ per IC contiene tutti i pezzi e le soluzioni standard che sono necessarie per IQ/OQ nella cromatografia ionica.




6.7303.100 Vial in vetro, 1,5 mL, 100 pezzi

Per l'utilizzo con i seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.7303.110 Setto per 67303100, 100 pezzi

Per l'utilizzo con il 67303100 Glass Vial sui seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



6.2041.210 Rack dei campioni, 12 x 6 mL, (Al)


Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 12 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2419.000.

Materiale: alluminio (Al)



6.1448.050 Tappi con setto in alluminio / 1000 pezzi

Inclusa chiusura in Al.



6.2419.000 Vial da 6 mL, 1000 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.050, 1.000 pezzi



6.2621.110 Pinza

Pinza per la chiusura delle vial del campione da 6 mL. Da usare con il 774 Oven Sample Processor.



6.2420.007 Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



6.1448.067 Tappo a vite con setto, 100 pz.

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi

