



## 889 IC Sample Center – cool

2.889.0020

L'889 IC Sample Center – cool è la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione. Rispetto all'889 IC Sample Center dispone inoltre di una funzione di raffreddamento e pertanto è il campionatore ideale per campioni rilevanti dal punto di vista biochimico o per campioni termicamente instabili.

### Parti incluse 2.889.0020

| Qt.   | Order no.  | Descrizione                 |
|-------|------------|-----------------------------|
| 1 PCS | 1.889.0020 | 889 IC Sample Center – cool |

L'889 IC Sample Center – cool è la soluzione di automazione idonea quando disponete solo di una quantità molto ridotta di campione. Rispetto all'889 IC Sample Center dispone inoltre di una funzione di raffreddamento e pertanto è il campionatore ideale per campioni rilevanti dal punto di vista biochimico o per campioni termicamente instabili.



1 PCS

6.1608.110

Bottiglia per lavaggio 250 mL per IC Sample Center

Bottiglia per lavaggio per una soluzione di lavaggio nell'IC Sample Center.



---

2 PCS

6.1807.010

Connettore a Y per tubo 6-9 mm i.d.

Connessione per i tubi di scarico



---

2 PCS

6.1816.070

Tubo in silicone 8/12 mm, 1 m

Per IC Sample Center



---

1 PCS

6.1831.010

Capillare in PEEK 0.25 mm i.d. / 3 m

Per tutti i componenti IC



2 PCS

6.2041.200

Rack dei campioni, 48 x 11 mL, (Al)

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 48 provette.  
Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2743.100, 6.2743.107,  
6.2743.110, 6.2743.117.

Materiale: alluminio (Al)



---

1 PCS

6.2151.020

Cavo USB A - USB B 1.8 m

Cavo di collegamento USB



---

1 PCS

6.2743.107

Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 100 pz.

100 vial



---

1 PCS

6.2743.127

Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE

100 pezzi



1 PCS

6.2744.010

Viti di fissaggio 5x

Con connessione UNF 10/32. Per strumenti IC, dialisi in linea  
(connessione per capillari in PEEK)



---

1 PCS



6.2816.200

Air needle 80 mm, nero

Per IC Sample Center




## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                       |                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1562.170 | Tubo di trasferimento Tefzel 1000 µL<br><br>Per IC Sample Center. |    |
| 6.1829.060 | Set di capillari per unità siringa<br><br>Per IC Sample Center    |    |
| 6.2743.100 | Vial in PP 0,7 mL per IC Sample Center. 1000 pz.<br><br>1000 vial |  |
| 6.2743.110 | Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 1000 pz.<br><br>1000 vial |  |

6.2743.117 Vial in PP 0,3 mL per IC Sample Center, 100 pz.  
100 vial.



6.2743.120 Setto per 6.2743.1XX Si/PTFE  
1000 pezzi



6.2816.210 Ago con capillari, 15  $\mu$ L  
Per IC Sample Center



6.5333.000 Kit IQ/OQ per IC  
Il kit IQ/OQ per IC contiene tutti i pezzi e le soluzioni standard che sono necessarie per IQ/OQ nella cromatografia ionica.



6.7303.100 Vial in vetro, 1,5 mL, 100 pezzi


Per l'utilizzo con i seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



---

6.7303.110 Setto per 67303100, 100 pezzi

Per l'utilizzo con il 67303100 Glass Vial sui seguenti campionatori: Liquid Autosampler CIC (TEI), MMS 5000 Autosampler (AJ) e 889 Sample Center.



---

6.2041.210 Rack dei campioni, 12 x 6 mL, (Al)

Rack dei campioni per 889 IC Sample Center adatto a 12 provette. Possono essere utilizzate le seguenti provette: 6.2419.000.


Materiale: alluminio (Al)



---

6.1448.050 Tappi con setto in alluminio / 1000 pezzi

Inclusa chiusura in Al.



6.2419.000 Vial da 6 mL, 1000 pezzi

Vial per campioni fino a 6 mL, adatto a setto 6.1448.050, 1.000 pezzi



6.2621.110 Pinza

Pinza per la chiusura delle vial del campione da 6 mL. Da usare con il 774 Oven Sample Processor.



6.2420.007 Vial con filettatura da 8 mL, 100 pezzi

Vial con filettatura da 8 mL, adatto per tappo a vite 6.1448.067, 100 pezzi



6.1448.067 Tappo a vite con setto, 100 pz.

Tappo a vite con setto, adatto per vial da 8 mL 6.2420.007, 100 pezzi

