



891 Professional Analog Out

2.891.0010

Il 891 Professional Analog Out è un modulo supplementare per strumenti IC intelligenti che consente di trasmettere i più svariati dati cromatografici come segnali analogici in sistemi di acquisizione dati esterni.

Parti incluse 2.891.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.891.0010	891 Professional Analog Out

Il 891 Professional Analog Out è un modulo supplementare per strumenti IC intelligenti che consente di trasmettere i più svariati dati cromatografici come segnali analogici in sistemi di acquisizione dati esterni.



1 PCS

6.2128.200

Cavo 891 analogico

Cavo analogico per la connessione a converter AD esterni.



1 PCS

6.2156.070

Cavo Extension Module - Professional IC, 1 m

Cavo per il collegamento di un Extension Module a uno strumento IC.

