




898 XYZ Sample Changer 82 x 120 mL

2.898.0110

L'898 XYZ Sample Changer convince per la velocità e il numero di campioni che possono essere trattati senza sorveglianza. Due rack dei campioni ciascuno con beaker da 41 x 120 mL possono essere posti sul Sample Changer ed elaborati in modo continuo. Non appena è stato trattato, il primo rack può essere sostituito con un rack di nuovi campioni. Grazie alla stazione di lavaggio incorporata con pompa a membrana, i sensori utilizzati sono sempre nello stato migliore. Il controllo avviene tramite PC con software di titolazione tiamo™.

Parti incluse 2.898.0110

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.898.0010	XYZ Sample Changer



2 PCS

6.1621.010

Contenitore in PE/30 L

Contenitore dell'eluente per gli apparecchi IC in linea.



2 PCS

6.1236.020

Giunto conico con SGJ 14/12 mm

Giunto conico con SGJ 14/12 mm e O-ring



2 PCS

6.1446.000

Stopper SGJ / B-14/(15)



3 PCS

6.1446.010

Stopper

Da usare con Sample Changers



1 PCS

6.1458.040

Testa di titolazione / 3 x NS 14

Testa di titolazione per recipienti per campioni da 120 mL. Con tre aperture NS 14 e quattro aperture 6,4 mm nonché due punte di dosatura incl. Adatta per equipaggiamento di lavaggio e aspirazione.



1 PCS

6.1459.300

Beaker per campioni in plastica (PP) da 120 mL, 250 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 120 mL, adatto ai rack dei campioni 6.2041.470, 6.2041.840, 6.2041.850, 6.2068.010, 6.2068.020, 6.2068.030 e 6.9920.141, 250 pezzi



2 PCS

6.1621.110

Tappo per contenitore da 30-L

Tappo per contenitore da 30-L. Per un facile e sicuro trasporto dei contenitori riempiti.



2 PCS

6.1805.530

Tubo in FEP / M6 / 2 m

Con protezione dalla luce e dalla strozzature








Rack dei campioni per beaker da 41 x 120 mL (6.1459.300) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con i numeri da 1 a 41. Viene sistemato nella parte sinistra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.



Rack dei campioni per beaker da 41 x 120 mL (6.1459.300) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 42 a 82. Viene sistemato nella parte destra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2071.040	Rack dei campioni per 898 XYZ SC 24 x 250 mL sinistra Rack dei campioni per beaker da 24 x 250 mL (6.1432.320) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 1 a 24. Viene sistemato nella parte sinistra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni.	
6.2071.050	Rack dei campioni per 898 XYZ SC 24 x 250 mL destra Rack dei campioni per beaker da 24 x 250 mL (6.1432.320) per 898 XYZ Sample Changer. Il rack dei campioni dispone di un incavo per la stazione di lavaggio esterna ed è numerato con numeri da 25 a 48. Viene sistemato nella parte destra del campionatore. Per ogni 898 XYZ SC possono essere posizionati al massimo due rack dei campioni	
6.7600.010	Vasca di raccolta per 898 XYZ Sample Changer Vasca di raccolta per 898 XYZ Sample Changer.	
6.7600.020	Supporto stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer Supporto stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer.	

6.7600.030 Stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer

Stazione di lavaggio per 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.040 Guida per tubo flessibile per 898 XYZ Sample Changer

Guida per tubo flessibile per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.050 Supporto per testa di titolazione per 898 XYZ Sample Changer

Supporto per testa di titolazione per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.060 Protezione dagli schizzi per 898 XYZ Sample Changer

Protezione dagli schizzi per 898 XYZ Sample Changer



6.7600.070

Kit di lavaggio e aspirazione per 898 XYZ Sample Changer


Kit di lavaggio e aspirazione (FEP/TYGON) per 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.080

Kit di lavaggio con pompa a membrana per 898 XYZ Sample Changer

Kit di lavaggio con pompa a membrana per 898 XYZ Sample Changer.



6.7600.090

Alimentatore da 24 Volt per 898 XYZ Sample Changer

Alimentatore da 24 Volt per 898 XYZ Sample Changer.

