



909 UV Digester (230 V)

2.909.0014

Strumento di digestione per la fotolisi UV di campioni d'acqua con carico organico da basso a medio. Per la preparazione di campioni nella determinazione di elementi presenti in tracce tramite voltammetria, cromatografia ionica e spettroscopia (AAS, ICP). Strumento integrato con unità di controllo e parte per la chimica umida. Con raffreddamento ad aria e controllo automatico della temperatura e della durata della digestione. Per 12 campioni per un volume di campione di massimo di 12 mL. Strumento da 220 a 240 V e da 50 a 60 Hz.

Parti incluse 2.909.0014

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

1.909.0014

909 UV Digester (230 V)

Strumento di digestione per la fotolisi UV di campioni d'acqua con carico organico da basso a medio. Per la preparazione di campioni nella determinazione di elementi presenti in tracce tramite voltammetria, cromatografia ionica e spettroscopia (AAS, ICP). Strumento integrato con unità di controllo e parte per la chimica umida. Con raffreddamento ad aria e controllo automatico della temperatura e della durata della digestione. Per 12 campioni per un volume di campione di massimo di 12 mL. Strumento da 220 a 240 V e da 50 a 60 Hz.




1 PCS

6.1110.010

Sensore di temperatura Pt100 per 909 UV Digester

Sensore di temperatura Pt1000 (classe B) in vetro con cavo fisso (0,5 m) per il collegamento a 909 UV Digester.



12 PCS

6.1446.100

Tappo PTFE per recipienti per campioni in quarzo UV da 12 mL

Per recipienti per campioni in quarzo 6.2414.000



1 PCS

6.1446.190

Tappo termometro per sensore di temperatura Pt1000

Per sensore di temperatura Pt1000 6.1110.010 recipienti per campioni in quarzo 12 mL 6.2414.000.



1 PCS

6.2008.040

Porta punta

Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit.



1 PCS

6.2041.240

Portacampione per 12 tubi per il campione in quarzo da 12 mL

Per 909 UV Digester.



1 PCS

6.2225.000

Segnale di pericolo UV

Per 909 UV Digester



12 PCS

6.2414.000

Recipienti per il campione in quarzo da 12 mL

Per 705 UV Digester



1 PCS

6.2621.100

Chiave a brugola da 3 mm per IC Sample Processor



1 PCS

6.2745.100

Piastra di protezione UV

Per 909 UV Digester.



1 PCS

6.2804.090

Lampada a vapori di mercurio per UV

Lampada a mercurio a media pressione per il 909 UV Digester.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.2042.050	Distanziatore per sensore di temperatura Pt1000	
