



NIRS XDS Interactance OptiProbe Module

2.921.0510

Robusto sistema di misura per il monitoraggio delle reazioni in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer consente il monitoraggio semplice e affidabile di reazioni chimiche in impianti di ricerca e pilota. Lo sviluppo di metodi, nonché lo scale-up dei processi produttivi sono campi di applicazione in cui il NIRS XDS Interactance Optiprobe Analyzer fornisce risultati precisi sulla qualità e l'identità dei diversi campioni. Mentre con la sonda di riflessione vengono misurati solidi, liquidi a forte dispersione e fanghi, la sonda di transflessione viene impiegata nell'analisi di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi. La sonda è collegata all'analizzatore tramite una guida ottica, consentendo misurazioni sicure anche in condizioni difficili e pericolose nell'ambiente di processo.

Parti incluse 2.921.0510

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Robusto sistema di misura per il monitoraggio delle reazioni in impianti di ricerca e pilota

Il NIRS XDS Interactance OptiProbe Analyzer consente il monitoraggio semplice e affidabile di reazioni chimiche in impianti di ricerca e pilota. Lo sviluppo di metodi, nonché lo scale-up dei processi produttivi sono campi di applicazione in cui il NIRS XDS Interactance Optiprobe Analyzer fornisce risultati precisi sulla qualità e l'identità dei diversi campioni. Mentre con la sonda di riflessione vengono misurati solidi, liquidi a forte dispersione e fanghi, la sonda di transflessione viene impiegata nell'analisi di prodotti acquosi, liquidi chiari e solventi. La sonda è collegata all'analizzatore tramite una guida ottica, consentendo misurazioni sicure anche in condizioni difficili e pericolose nell'ambiente di processo.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.7430.080	XDS Interchangeable Probe Set Il set di sonde intercambiabili contiene una sonda di riflessione, una sonda di transflessione e diversi distanziatori incl. le viti di fissaggio per la regolazione di diverse lunghezze di percorso (2 cm, 4 cm, 5 cm e 10 cm). Vengono fornite inoltre una copertura protettiva per le sonde, una chiave a brugola e una guarnizione. Questo set è parte integrante dello XDS SmartProbe Analyzer e dell'XDS Interactance Optiprobe Analyzer. A photograph showing the components of the XDS Interchangeable Probe Set. It includes two long, thin metal probes, one of which is partially inserted into a protective sleeve. There are also four small metal spacers of different lengths, a small metal key, and a small metal O-ring.