



NIRS XDS SmartProbe Module – 3 m fiber

2.921.0620

Sistema di misura robusto e flessibile per il controllo della qualità di sostanze solide e liquide

Il NIRS XDS SmartProbe Analyzer consente analisi veloci e non distruttive di sostanze e ricette solide e liquide. L'identità e la qualità di una sostanza sono determinabili con il NIRS XDS SmartProbe Analyzer direttamente nei rispettivi contenitori di trasporto originali, che siano bottiglie, sacchetti o altre confezioni. Il design altrettanto robusto ed ergonomico rende il NIRS XDS SmartProbe Analyzer la soluzione ideale per il controllo completo e semplice della qualità delle materie prime in magazzino e laboratorio. L'utilizzo del NIRS XDS SmartProbe Analyzer è estremamente semplice. Per la misurazione, la sonda viene mantenuta nel campione e viene premuto il pulsante di misurazione. I risultati pass/fail vengono visualizzati sul manico subito dopo ogni misurazione.

Parti incluse 2.921.0620

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

Sistema di misura robusto e flessibile per il controllo della qualità di sostanze solide e liquide

Il NIRS XDS SmartProbe Analyzer consente analisi veloci e non distruttive di sostanze e ricette solide e liquide. L'identità e la qualità di una sostanza sono determinabili con il NIRS XDS SmartProbe Analyzer direttamente nei rispettivi contenitori di trasporto originali, che siano bottiglie, sacchetti o altre confezioni. Il design altrettanto robusto ed ergonomico rende il NIRS XDS SmartProbe Analyzer la soluzione ideale per il controllo completo e semplice della qualità delle materie prime in magazzino e laboratorio. L'utilizzo del NIRS XDS SmartProbe Analyzer è estremamente semplice. Per la misurazione, la sonda viene mantenuta nel campione e viene premuto il pulsante di misurazione. I risultati pass/fail vengono visualizzati sul manico subito dopo ogni misurazione.



Il set di sonde intercambiabili contiene una sonda di riflessione, una sonda di transflessione e diversi distanziatori incl. le viti di fissaggio per la regolazione di diverse lunghezze di percorso (2 cm, 4 cm, 5 cm e 10 cm). Vengono fornite inoltre una copertura protettiva per le sonde, una chiave a brugola e una guarnizione.

Questo set è parte integrante dello XDS SmartProbe Analyzer e dell'XDS Interactance Optiprobe Analyzer.

