



946 Portable VA Analyzer (scTRACE Gold)

2.946.0010

Analizzatore di metalli portatile per la determinazione di metalli pesanti quali arsenico, mercurio, rame, piombo, zinco, nichel, cobalto, ferro, bismuto o antimonio in tracce. Versione dello strumento per scTRACE Gold. Il sistema è composto da potenziostato e supporto di misura separato, con agitatore integrato ed elettrodo sostituibile. Lo strumento è destinato all'impiego con il software del Portable VA Analyzer. Lo strumento è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata, tramite connettore USB. Lo strumento è fornito in una valigetta di trasporto con tutti gli accessori necessari.

Parti incluse 2.946.0010

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.946.0010	946 Portable VA Analyzer

Strumento di misura portatile alimentato a batterie con potenziostato integrato per la determinazione di metalli pesanti in associazione con il supporto di misura abbinato.



1 PCS

6.01204.000

Punta per agitare

Punta per agitare per 946 Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.01412.000

Beaker per campioni in plastica, 5 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 5 – 30 mL, graduato adatto a 946 Portable VA Analyzer, 5 pezzi



1 PCS

6.01562.000

Pipetta 5 mL, PE, graduata, set con 2 pezzi

Pipetta in plastica per volumi da 0,5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL



1 PCS

6.01562.010

Micropipetta 100 μ L

Mini-micropipetta con volume fisso da 100 μ L.



1 PCS

6.01620.000

Bottiglia 30 mL, PP, set con 2 pezzi

Bottiglia in plastica, a collo largo, con tappo a vite.



2 PCS

6.01620.010

Bottiglia 125 mL, PP

Bottiglia in plastica, a collo largo, graduata, con zona etichettatura e tappo a vite.



1 PCS

6.02108.000

Cavo USB mini - USB A, 2 m, con 2 nuclei di ferrite



1 PCS

6.02117.000

Alimentatore USB 5 V / 2,1 A

Caricatore USB per 946 Portable VA Analyzer.

Alimentatore per l'alimentazione elettrica del 6.1115.100 Optrode, se su uno strumento Metrohm non è presente un connettore USB apposito (come ad es. in strumenti più vecchi).



1 PCS

6.02135.000

Cavo per supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.02621.000

Chiave a forchetta 4 mm



1 PCS

6.02707.010

Valigetta per 946 Portable VA Analyzer

Valigetta per 946 Portable VA Analyzer e accessori.



1 PCS

6.02813.000

Dummy cell per 946 Portable VA Analyzer

Dummy cell per collaudo delle apparecchiature.



Elettrodo a microfilo in oro a base di una pellicola sottile per la determinazione di arsenico nei campioni di acqua. Lo scTRACE Gold è un sensore voltammetrico combinato per la voltammetria. Elettrodo da lavoro in microfilo d'oro, elettrodo di riferimento Ag/AgCl ed elettrodo ausiliario in carbonio si trovano su di un unico sensore. Facile da usare e praticamente esente da manutenzione, con lo scTRACE Gold può essere determinato per es. l'arsenico nell'acqua a livello di tracce. Assieme al corpo dell'elettrodo 6.1241.080 può essere utilizzato in ogni strumento di misura voltammetrico Metrohm.



Programma per PC per il 946 Portable VA Analyzer. Le funzioni del software includono il controllo del dispositivo e del supporto di misura, acquisizione e valutazione dei dati, calcolo del risultato e stesura del report.


- Editor dei metodi di facile utilizzo
- Modelli di metodi per tutte le applicazioni importanti
- Visualizzazione di curve di misure e di calibrazione, oltre al risultato dell'analisi
- Lingue dialogo: inglese, cinese
- Consegna su stick di memoria USB



Supporto di misura per scTRACE Gold completo, costituito da piastra di base, anello trasparente e sonda di misura.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01256.000	Sonda di misura (scTRACE Gold) per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer (per le versioni precedenti dello strumento)	
	Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con la scTRACE Gold.	
6.02708.000	Piastra base del supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer (per le versioni precedenti dello strumento)	
6.02708.010	Anello trasparente per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer (per le versioni precedenti dello strumento)	
6.01408.000	O-ring 46 x 2,5 mm	
	Per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer. Set da 2 pezzi.	



Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con la scTRACE Gold.



Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con gli elettrodi stampati (*screen-printed electrodes*, SPE).



6.02708.030

Anello trasparente per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer

