



946 Portable VA Analyzer (SPE)

2.946.0020

Analizzatore di metalli portatile per la determinazione dei metalli pesanti. Versione dell'apparecchio per gli elettrodi stampati (*screen-printed electrodes*, SPE). Il sistema è composto da potenziostato e supporto di misura separato, con agitatore ed elettrodi sostituibili integrati. L'apparecchio è destinato all'impiego con il software del Portable VA Analyzer. L'apparecchio è alimentato dalla batteria ricaricabile integrata, tramite attacco USB. L'apparecchio è fornito in una valigetta di trasporto contenente tutti gli accessori necessari. Gli elettrodi stampati non sono inclusi nel volume di fornitura.

Parti incluse 2.946.0020

Qt.	Order no.	Descrizione
1 PCS	1.946.0010	946 Portable VA Analyzer

Strumento di misura portatile alimentato a batterie con potenziostato integrato per la determinazione di metalli pesanti in associazione con il supporto di misura abbinato.



1 PCS

6.01204.000

Punta per agitare

Punta per agitare per 946 Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.01412.000

Beaker per campioni in plastica, 5 pezzi

Beaker per campioni in plastica (polipropilene, PP) da 5 – 30 mL, graduato adatto a 946 Portable VA Analyzer, 5 pezzi



1 PCS

6.01562.000

Pipetta 5 mL, PE, graduata, set con 2 pezzi

Pipetta in plastica per volumi da 0,5 mL, 1 mL, 2 mL, 3 mL, 4 mL, 5 mL



1 PCS

6.01562.010

Micropipetta 100 µL

Mini-micropipetta con volume fisso da 100 µL.



1 PCS

6.01620.000

Bottiglia 30 mL, PP, set con 2 pezzi

Bottiglia in plastica, a collo largo, con tappo a vite.



2 PCS

6.01620.010

Bottiglia 125 mL, PP

Bottiglia in plastica, a collo largo, graduata, con zona etichettatura e tappo a vite.



1 PCS

6.02108.000

Cavo USB mini - USB A, 2 m, con 2 nuclei di ferrite



1 PCS

6.02117.000

Alimentatore USB 5 V / 2,1 A

Caricatore USB per 946 Portable VA Analyzer.

Alimentatore per l'alimentazione elettrica del 6.1115.100 Optrode, se su uno strumento Metrohm non è presente un connettore USB apposito (come ad es. in strumenti più vecchi).



1 PCS

6.02135.000

Cavo per supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer.



1 PCS

6.02621.000

Chiave a forchetta 4 mm



1 PCS

6.02707.010

Valigetta per 946 Portable VA Analyzer

Valigetta per 946 Portable VA Analyzer e accessori.



1 PCS

6.02813.000

Dummy cell per 946 Portable VA Analyzer

Dummy cell per collaudo delle apparecchiature.



Programma per PC per il 946 Portable VA Analyzer. Le funzioni del software includono il controllo del dispositivo e del supporto di misura, acquisizione e valutazione dei dati, calcolo del risultato e stesura del report.




- Editor dei metodi di facile utilizzo
- Modelli di metodi per tutte le applicazioni importanti
- Visualizzazione di curve di misure e di calibrazione, oltre al risultato dell'analisi
- Lingue dialogo: inglese, cinese
- Consegna su stick di memoria USB

Supporto di misura per elettrodi stampati (*screen-printed electrodes*, SPE), costituito da piastra di base, anello trasparente e sonda di misura.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione	
6.01408.000	O-ring 46 x 2,5 mm Per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer. Set da 2 pezzi.	
6.02135.010	Cavo linee di controllo per 946 Portable VA Analyzer	
6.1244.060	Guarnizione in silicone per corpo dell'elettrodo SPE (10 pezzi) Guarnizione in silicone per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE) 6.01256.020, 10 pezzi.	
6.01256.010	Sonda di misura (scTRACE Gold) per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con la scTRACE Gold.	

6.01256.020 Sonda di misura (SPE) per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer

Sonda di misura con agitatore incorporato per misure con gli elettrodi stampati (*screen-printed electrodes*, SPE).



6.02708.020 Base per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer



6.02708.030 Anello trasparente per il supporto di misura del 946 Portable VA Analyzer



6.1241.210 Disco di supporto per corpo dell'elettrodo SPE

Disco di supporto in PTFE per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE) 6.01256.020.



6.1241.200

Dado per corpo dell'elettrodo SPE

Dado per corpo dell'elettrodo SPE 6.1241.090 e sonda di misura (SPE)
6.01256.020.

