



Autolab IMP

3500003360

L'Autolab IMP è un potenziostato/galvanostato compatto con funzionalità EIS. Le specifiche generali di Autolab IMP (tensione di conformità/misurata/applicata di ± 10 V, corrente misurata /applicata di ± 100 mA, range frequenza EIS da 10 μ Hz a 1 MHz e integratore analogico incluso) lo rendono lo strumento ideale per ogni laboratorio didattico e per l'avviamento di qualsiasi progetto elettrochimico.

Autolab IMP è controllato da e fornito con il potente software NOVA, che include una libreria di procedure dedicate "EC Fundamentals", che semplifica ulteriormente il processo didattico dell'elettrochimica. Sono disponibili ingressi e uscite analogici e digitali per controllare i dispositivi esterni e gli accessori di Autolab.

Parti incluse 3500003360

Qt.	Order no.	Descrizione
-----	-----------	-------------

1 PCS

CABLE.PWR

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione standard per strumenti e accessori Autolab.




1 PCS

CELLCBL.M101.

Cavo della cella

204

Cavo standard della cella, 1,5 m, con collegamento per elettrodo contatore (CE), elettrodo di riferimento (RE), elettrodo di rilevamento (S) elettrodo di lavoro (WE) e terra per M101/M204/PGSTAT204.




1 PCS

AUT.DUMCELL.S

Dummy cell Autolab

Dummy cell per testare gli strumenti.



1 PCS

CBL.USB

Cavo USB standard


Cavo USB standard per strumenti Autolab.



Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
CBL.MONIT.MAC. 204.S	Cavo del monitor per M101/M204/PGSTAT204

Cavo del monitor per M101/M204/PGSTAT204, che fornisce collegamenti per gli output analogici (E_{out} , i_{out} e V_{out}) e gli input (V_{in}).



ALL.CLIP.BLACK	Morsetto a coccodrillo nero
----------------	-----------------------------

Morsetto a coccodrillo nero per i collegamenti agli elettrodi nella cella elettrochimica.



ALL.CLIP.RED	Morsetto a coccodrillo rosso
--------------	------------------------------

Morsetto a coccodrillo rosso per i collegamenti agli elettrodi nella cella elettrochimica.



AUT204.CASE	Custodia per PGSTAT204
-------------	------------------------

La custodia del PGSTAT204 è progettata per ospitare comodamente o trasportare l'Autolab PGSTAT204 e i suoi componenti. La custodia per il PGSTAT204 offre spazio per il PGSTAT204, il cavo di alimentazione, la dummy cell, il cavo della cella, il cavo del monitor, la Guida introduttiva NOVA e il CD di installazione NOVA.



IME663.101.S Interfaccia per Metrohm 663 VA Stand

Interfaccia per Metrohm 663 VA Stand

