



Elettrodo generatore senza diaframma

6.00349.100

Elettrodo generatore senza diaframma per titolazioni Karl Fischer coulometriche, giunto conico 29 /22. Questo elettrodo generatore è adatto alla maggior parte delle applicazioni nelle quali il campione è ben solubile in alcol.

Questo elettrodo prevede un attacco del cavo piegato verso l'alto.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
6.2104.120	Cavo per elettrodo 1 m, H Con spina H. Per collegare elettrodo generatore - KF Coulometer.



6.2104.620

Cavo dell'elettrodo/0,65 m/H

Con spina H, per il collegamento elettrodo generatore - coulometro

