



Micro Au Titrode (lunghezza di inserimento 30,8 cm)

6.00435.120

Elettrodo ad anello d'oro combinato con una membrana di vetro per pH come elettrodo di riferimento, lunghezza di inserimento = 30,8 cm, rastremato a un diametro di 6,4 mm.

Questo elettrodo privo di manutenzione è adatto alle titolazioni redox con valore di pH costante, ad es.:

- Determinazione della domanda chimica di ossigeno (COD, ferrometria)
- Determinazione di penicillina e ampicillina
- Titolazioni con $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$
- Titolazioni in presenza di cromo e ferro

Questo elettrodo viene conservato in acqua distillata.

Accessori opzionali

Order no.	Descrizione
-----------	-------------

6.2104.020

Cavo per elettrodo 1 m, F

Per la connessione dell'elettrodo con attacco Metrohm G agli strumenti Metrohm (presa F)

