



## Elettrodo ad anello in iAg combinato

6.00450.300

Elettrodo ad anello in argento combinato intelligente, con chip di memorizzazione integrato per i dati del sensore.

Questo elettrodo è adatto alle titolazioni per precipitazione con valore di pH variabile (titolante nitrato di argento) ad es. di:

- cloruro, bromuro, ioduro
- solfuri
- idrogeno solforato
- mercaptano
- cianuro

Il diaframma fisso a smeriglio è insensibile alle impurità, mentre l'anello in argento a fusione solida è resistente a soluzioni saline e acidi ad elevate concentrazioni.

Come elettrolita di riferimento e per lo stoccaggio viene usato  $c(\text{KNO}_3) = 1 \text{ mol/L}$ .

Parti incluse 6.00450.300

| Qt.                                                                                 | Order no.  | Descrizione                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 PCS                                                                               | 6.1236.050 | Giunto conico SGJ 14/12 mm<br>Giunto conico con SGJ 14/12 mm, polietilene                                   |
|  |            |                                                                                                             |
| 1 PCS                                                                               | 6.2008.040 | Porta punta<br>Insieme al supporto 6.2008.050, fornisce un supporto per l'elettrodo per le 807 Dosing Unit. |
|  |            |                                                                                                             |

## Accessori opzionali

| Order no.  | Descrizione                                                                                                                                                    |                                                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.854.0010 | 854 iConnect<br><br>854 iConnect - Cavo per elettrodi e amplificatore di misura per elettrodi intelligenti «iTrodes» (lunghezza del cavo 150 cm).              |  |
| 6.2310.010 | Elettrolita KNO <sub>3</sub> 1 mol/L 250 mL<br><br>Soluzione elettrolitica KNO <sub>3</sub> 1 M (elettrolita di riferimento per elettrodi d'argento combinati) |  |